

# Microscopi stereoscopici

## Guida ergonomica

**EVIDENT**

**I tubi di osservazione più lunghi**  
riducono la necessità di cambiare  
l'inclinazione della schiena

**Collo** inclinato meno di 20°

**Schiena** dritta non inclinata

**Regolazione della sedia** in modo  
che le gambe siano piegate a 90° e  
tocchino il pavimento



**I tubi di osservazione inclinabili**  
riducono la necessità di piegare il collo,  
mantenendolo a un angolo di sicurezza  
inferiore a 20°

**Il variatore di altezza di osservazione**  
posiziona gli oculari all'altezza corretta  
indipendentemente dall'altezza  
dell'operatore

**Manopole di regolazione**  
facilmente accessibili

**Regolazione del piano di lavoro**  
in modo che le braccia siano  
inclinate di 90-120°

Scopri di più sui nostri microscopi! Visita il sito [EvidentScientific.com](https://www.EvidentScientific.com)