


## UPLFLN40XPH

Product name	UPLFLN40XPH
Product number	N5703900
UPC code	1-U2C5272
Image	
Dimension	
Inquiry	<a href="#">Contact us</a>
Web Store	<a href="#">Buy Now</a>
製品コード	N5703900
UPCコード	1-U2C5272
主な用途	• Life Science
倍率	40
NA	0.75
W.D. (mm)	0.51
対物視野数 (mm)	26.5
カバーガラス厚 (mm)	0.17
浸液	Air/Dry
スプリング	Yes
補正環	N/A
絞り	N/A
色収差補正	Semiapochromat (FL)
同焦点距離 (mm)	45
瞳位置 (mm)	-19.1
ねじの種類	W20.32×0.706 (RMS)
明視野 (落射)	N/A
明視野 (透過)	Good
暗視野 (落射)	N/A
暗視野 (透過)	Limitation

Last updated: Aug 01 2023

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

## UPLFLN40XPH

微分干渉 (落射)	N/A
微分干渉 (透過)	Limitation
位相差	Excellent
レリーフコントラスト	N/A
偏光	Limitation
蛍光 (B, G励起)	Good
UV蛍光 (365 nm)	Good
多光子励起	N/A
TIRF	N/A
赤外	N/A
白色干渉	N/A
オートフォーカス	Yes