

UCPLFLN20XPH

产品名称	UCPLFLN20XPH
Product number	N4247400
UPC code	1-U2C526
Image	
尺寸	
咨询	联系我们
Line	A Line
Product number	N4247400
UPC code	1-U2C526
主要应用	<ul style="list-style-type: none"> • 生命科学
放大倍率	20
数值孔径 (N.A)	0.7
工作距离 (毫米)	0.80 - 1.80
物镜的视场数 (毫米)	22
盖玻片厚度 (mm)	0 - 1.60
浸液	空气/干燥
弹簧	不适用
校正环	有
Remarks (Correction collar)	Cover Glass: 0 - 1.6mm
孔径光阑	不适用
色差的校正水平	半复消色差 (FL)
齐焦距离 (毫米)	45
后焦面 (BFP) 位置 (毫米)	-19.6
螺纹类型	W20.32×0.706 (RMS)
明场 (反射)	不适用
明场 (透射)	良好

Last updated: 2022年3月25日

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

UCPLFLN20XPH

暗场 (反射)	不适用
暗场 (透射)	良好
DIC (微分干涉差) (反射)	不适用
DIC (微分干涉差) (透射)	不足
相差	优秀
相衬	不适用
偏光	不足
荧光 (B, G激发)	良好
UV荧光(365nm处)	良好
多光子	不适用
TIRF	不适用
IR	不适用
WLI	不适用
自动对焦	有