



UAPON40XW340

产品名称	UAPON40XW340
Product number	N2709300
UPC code	1-U2B769

Image



尺寸



咨询

[联系我们](#)

Product number	N2709300
----------------	----------

UPC code 1-U2B769

主要应用	• 生命科学
------	--------

放大倍率	40
数值孔径 (N.A)	1.15
工作距离 (毫米)	0.25
物镜的视场数 (毫米)	22
盖玻片厚度 (mm)	0.13 - 0.25
浸液	水
弹簧	有
校正环	有

Remarks (Correction collar) Cover Glass: 0.13 - 0.25mm

孔径光阑	不适用
色差的校正水平	复消色差 (APO)
齐焦距离 (毫米)	45
后焦面 (BFP) 位置 (毫米)	-25.0
螺纹类型	W20.32×0.706 (RMS)
明场 (反射)	不适用
明场 (透射)	优秀
暗场 (反射)	不适用

Last updated: 2022年6月2日

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

UAPON40XW340

暗场 (透射)	良好
DIC (微分干涉差) (反射)	不适用
DIC (微分干涉差) (透射)	优秀
相差	不适用
相衬	不适用
偏光	良好
荧光 (B, G激发)	优秀
UV荧光(365nm处)	优秀
多光子	不适用
TIRF	不适用
IR	不适用
WLI	不适用
自动对焦	有