


LCPLN50XIR

产品名称	LCPLN50XIR
Product number	N2739000
UPC code	1-U2M450
Image	
尺寸	
咨询	联系我们
Product number	N2739000
UPC code	1-U2M450
主要应用	• 工业
放大倍率	50
数值孔径 (N.A)	0.65
工作距离 (毫米)	5.09 - 4.35
备注 (W.D.)	Silicon: 5.09 - 4.79
物镜的视场数 (毫米)	22
盖玻片厚度 (mm)	0 - 1.2
Remarks (Cover glass thickness)	Silicon: 0 - 1.2mm
浸液	空气/干燥
弹簧	不适用
校正环	有
Remarks (Correction collar)	Glass: 0 - 1.2mm Silicone: 0 - 1.2mm
孔径光阑	不适用
色差的校正水平	-
齐焦距离 (毫米)	45
后焦面 (BFP) 位置 (毫米)	-2.9
螺纹类型	W20.32×0.706 (RMS)

Last updated: 2024年7月29日
Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

LCPLN50XIR

明场（反射）	不足
明场（透射）	不足
暗场（反射）	不适用
暗场（透射）	不适用
DIC（微分干涉差）（反射）	不适用
DIC（微分干涉差）（透射）	不适用
相差	不适用
相衬	不适用
偏光	不适用
荧光（B，G激发）	不适用
UV荧光(365nm处)	不适用
多光子	不适用
TIRF	不适用
IR	优秀
WLI	不适用
自动对焦	不适用