



MPLFLN50XBD

产品名称	MPLFLN50XBD
Product number	N2182300
UPC code	1-U2N550
Image	
尺寸	
咨询	联系我们
Product number	N2182300
UPC code	1-U2N550
主要应用	• 工业
放大倍率	50
数值孔径 (N.A)	0.8
工作距离 (毫米)	1
物镜的视场数 (毫米)	26.5
盖玻片厚度 (mm)	0
浸液	空气/干燥
弹簧	不适用
校正环	不适用
Remarks (Correction collar)	
孔径光阑	不适用
色差的校正水平	半复消色差 (FL)
齐焦距离 (毫米)	45
后焦面 (BFP) 位置 (毫米)	-8.0
螺纹类型	W26×0.706
明场 (反射)	良好
明场 (透射)	良好
暗场 (反射)	良好
暗场 (透射)	不适用

Last updated: 2024年7月29日
Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

MPLFLN50XBD

DIC (微分干涉差) (反射)	良好
DIC (微分干涉差) (透射)	不适用
相差	不适用
相衬	不适用
偏光	不足
荧光 (B, G激发)	良好
UV荧光(365nm处)	不适用
多光子	不适用
TIRF	不适用
IR	不适用
WLI	不适用
自动对焦	有