

MPLFLN10XBD

产品名称	MPLFLN10XBD
Product number	N5744500
UPC code	MPLFLN10XBD-2
Image	
尺寸	
咨询	<a href="#">联系我们</a>
Product number	N5744500
UPC code	MPLFLN10XBD-2
主要应用	• 工业
放大倍率	10
数值孔径 (N.A)	0.3
工作距离 (毫米)	6.5
物镜的视场数 (毫米)	26.5
盖玻片厚度 (mm)	-
浸液	空气/干燥
弹簧	不适用
校正环	不适用
孔径光阑	不适用
色差的校正水平	半复消色差 (FL)
齐焦距离 (毫米)	45
后焦面 (BFP) 位置 (毫米)	-8.0
螺纹类型	W26×0.706
明场 (反射)	良好
明场 (透射)	良好
暗场 (反射)	良好
暗场 (透射)	不适用
DIC (微分干涉差) (反射)	良好

Last updated: 2024年7月29日  
Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

MPLFLN10XBD

DIC (微分干涉差) (透射)	不适用
相差	不适用
相衬	不适用
偏光	不足
荧光 (B , G激发)	良好
UV荧光(365nm处)	良好
多光子	不适用
TIRF	不适用
IR	不适用
WLI	不适用
自动对焦	有