

# 実体顕微鏡

## 快適な使用方法

EVIDENT

長い鏡筒でオペレーターの背中への傾きを軽減

チルト機能付き鏡筒で首の傾きを20°未満に軽減

首の角度は20°未満に

可変式アイポイントアジャスターを使い、オペレーターの身長に適した場所に接眼レンズを配置

背中丸めず真っすぐに

調整ノブに手が楽に届く

椅子を調節して膝は直角で床に足が着くように

腕の角度が90°~120°になるよう架台の高さを調節

当社の顕微鏡の詳細は[EvidentScientific.com](https://www.evidentscientific.com)をご覧ください。