

Microscópios estereoscópicos

Guia ergonômico

EVIDENT

Os tubos oculares mais longos reduzem a necessidade de o operador mudar o ângulo das costas

A inclinação do pescoço deve ser menor que 20°

Costas retas, sem ângulo

Ajuste a cadeira de maneira que os joelhos formem um ângulo de 90° com o chão



O tubo de oculares basculantes reduzem a necessidade de o operador inclinar o pescoço e ajuda a manter uma inclinação inferior a 20°

O ajuste extensível do ponto focal das oculares permite a todos os usuários, independente de suas alturas, posicionarem a ocular na altura correta

Os botões de ajuste são de fácil acesso

O ajuste da altura da mesa permite que os braços fiquem dobrados entre 90° e 120°

Saiba mais sobre os nossos microscópios! Acesse [EvidentScientific.com](https://www.evidentscientific.com)